

Solución de Limpieza de Electrodos para Sustancias Inorgánicas - 500 mL

HI 7074L



imagen no
disponible

Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

HANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

- Solución de limpieza especialmente formulada para eliminar sustancias inorgánicas de un electrodo de pH
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Fecha de caducidad y número de lote claramente marcados en la botella

Especificaciones

Más Información

SKU	HI7074L
Product Name	Solución de Limpieza de Electrodos para Sustancias Inorgánicas (500 mL) - HI7074L

Stock Status Message	Ships within 5-10 Business Days
Quote Required	No
Descripción	Solución de limpieza para sustancias inorgánicas
Certificado de Análisis	no
Envase	Botella
Cantidad de Análisis	1
Tamaño	500 mL

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica