

## Electrodo ISE Yoduro media célula

HI 4011



### Descripción

Electrodo ISE Yoduro media célula, estado sólido.

Recomendado para determinación de iones libres de yodo en muestras emulsificadas de alimentos (sales yodadas y para valoración de plantas

### Especificaciones

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Parámetro</b>              | Yoduro                                             |
| <b>Tipo</b>                   | estado-sólido; célula media                        |
| <b>Rango de medida</b>        | 1M a $1 \times 10^{-7}$ M 127000 a 0.01 mg/L (ppm) |
| <b>Rango óptimo pH</b>        | 2 a 13                                             |
| <b>Rango de temperatura</b>   | 0 a 80°C                                           |
| <b>Inclinación aproximada</b> | -56                                                |
| <b>Cuerpo O.D.</b>            | 12 mm                                              |
| <b>Longitud de inserción</b>  | 120 mm                                             |

---

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Material cuerpo</b> | epoxy       |
| <b>Cable</b>           | 1 m coaxial |
| <b>Conexión</b>        | BNC         |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica