

## Electrodo ISE Cloruro media célula

HI 4007



### Descripción

El Electrodo ISE Cloruro media célula, estado sólido.

Recomendado para determinación de iones libres de cloruro en productos de alimentos emulsificados, bebidas, plantas, suelos y como un indicador para valoración.

### Especificaciones

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Parámetro</b>              | Cloruro                              |
| <b>Tipo</b>                   | estado sólido; célula media          |
| <b>Rango de medida</b>        | 1M a 5X 10-5M 35000 a 1.8 mg/L (ppm) |
| <b>Rango óptimo pH</b>        | 2 a 11                               |
| <b>Rango de temperatura</b>   | 0 a 80°C                             |
| <b>Inclinación aproximada</b> | -57                                  |
| <b>Cuerpo O.D.</b>            | 12 mm                                |
| <b>Longitud de inserción</b>  | 120 mm                               |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Material cuerpo</b> | epoxy       |
| <b>Cable</b>           | 1 m coaxial |
| <b>Conexión</b>        | BNC         |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica